

Defibrylator AED 3 Zoll



Cena: 8 964,00 zł

Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	Zoll

Opis produktu

Defibrylator AED 3 Zoll

Najnowszy półautomatyczny defibrylator AED firmy Zoll z funkcją doradcy RKO (mierzy tempo oraz głębokości ucisków klatki piersiowej)

Nowa generacja defibrylatorów AED wyprodukowana przez lidera w zakresie defibrylacji firmę Zoll.

AED 3 to najnowsze, szczytowe osiągnięcie w zakresie Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych.

Defibrylator Zoll AED 3 zawiera wszystko co niezbędne do wykonania szybkiej defibrylacji i dobrej jakości resuscytacji.

Ulepszona wersja Real CPR Help

Wysokiej jakości RKO ma kluczowe znaczenie dla ratowania życia, ale skąd możesz wiedzieć, czy uciskasz dostatecznie mocno i dostatecznie szybko? Dzięki funkcji Real CPR Help możesz wiedzieć.

Kieruje ona czynnościami ratownika w taki sposób, aby prowadził uciśnięcia zgodnie z zalecaną w Wytycznych ERC głębokością i częstością.

Komunikaty głosowe informują, kiedy należy rozpocząć RKO i kiedy trzeba uciskać mocniej.

Dodatkowo, regularnie tykający metronom wyznacza tempo uciśnięć.

Łączność Wi-Fi

Każdy defibrylator AED 3 jest wyposażony w moduł Wi-Fi, zapewniający bezproblemową komunikację z siecią bezprzewodową. Aby sprawdzić stan aparatu po prostu połącz swój AED 3 z systemem zarządzania ZOLL PlusTrac™.

Po wykonaniu każdego automatycznego testu (codziennie lub co tydzień), Twój AED 3 przesyła wyniki do PlusTrac.

W przypadku niepowodzenia testu lub braku raportu w zaplanowanym terminie, PlusTrac natychmiast przekaże ci informację.

Tryb pediatryczny za pomocą jednego przycisku

Elektrody CPR Uni-padz są prawdziwie uniwersalne.

Nie ma potrzeby posiadania dodatkowego zestawu elektrod pediatricznych na wypadek, gdyby poszkodowanym było dziecko.
Zmiana typu akcji ratunkowej nie wymaga zmiany elektrod.
Nie jest również potrzebny klucz.
Jeśli poszkodowanym jest dziecko, wystarczy nacisnąć przycisk Dziecko.

Elektrody CPR Uni-padz z 5-letnim okresem przydatności

Elektrody defibrylacyjne doprowadzają do pacjenta prąd elektryczny przez metalową płytkę pokrytą żelom przewodzącym. Z czasem sól zawarta w żelu spowoduje korozję metalowej płytki i ograniczy zdolność przewodzenia. Innowacyjna konstrukcja elektrod firmy ZOLL zapobiega niszczącej korozji przez pięć lat.

Defibrylator AED 3 wyznacza nowe standardy wsparcia ratowników podczas RKO:

- Real CPR Help monitoruje uciśnięcia w trakcie RKO i informuje, czy prowadzisz wysokiej jakości RKO w tempie co najmniej 100 uciśnięć na minutę z głębokością 5 do 6 cm, zgodnie z zaleceniami dla dorosłych.
- Impuls defibrylacyjny jest wyzwalany w czasie do 8 sekund od wstrzymania uciśnięć, co prowadzi do zwiększenia skuteczności RKO.
- Kolorowe obrazy wysokiej rozdzielczości i informacje tekstowe uzupełniają komunikaty dźwiękowe, jednoznacznie wskazujące kolejne działania ratunkowe.
- Wyświetlanie na ekranie czasu od rozpoczęcia akcji ratunkowej i liczby wykonanych defibrylacji zapewnia istotne informacje, niezbędne personelowi karetki po przybyciu na miejsce zdarzenia.
- Odliczanie czasu cyklu RKO na ekranie, informuje ile czasu pozostało do końca danego cyklu.
- Regularnie tykający metronom w tempie co najmniej 100 ucisków na minutę, zgodnie z zaleceniami najnowszych Wytocznych ERC.
- Uniwersalne pięcioletnie elektrody CPR Uni-padz dają możliwość wyboru trybu dorosły lub dziecko przez naciśnięcie jednego przycisku.

Dzięki temu nie ma potrzeby kupowania dodatkowych elektrod pediatricznych i ich zmiany w czasie akcji ratowniczej.

- Bateria defibrylatora AED 3 ma 5-letni okres trwałości.

Stan naładowania można łatwo sprawdzić za pośrednictwem ekranu dotykowego w trybie Management Mode.

- Kliniczny raport zdarzenia zawiera kluczowe dane statystyczne wraz z zapisem EKG i zapisem powiązanych uciśnięć klatki piersiowej.
- Dwie pozycje ustawienia aparatu (w poziomie lub w pionie) dają możliwość zapewnienia najlepszej widoczności podczas akcji ratunkowej.
- Pakiet akcesoriów ratunkowych zawiera rękawiczki bezłateksowe, maskę ochronną, golarkę, papierowy ręcznik i ściereczkę oraz nożyczki, aby umożliwić łatwe usunięcie odzieży.
- AED 3 pomyślnie przechodzi próbę upadku z wysokości jednego metra i posiada stopień ochrony IP55 na wnikanie pyłów i wody.
- Port USB i interaktywny ekran dotykowy pozwalają na łatwą rekonfigurację i aktualizację oprogramowania. Umożliwiają również szybkie pobieranie raportów zdarzeń.
- Pamięć wewnętrzna urządzenia pozwala na przechowywanie dwóch raportów z akcji ratunkowych.
- Program PlusTrac™ AED Management Onboard umożliwia uzyskiwanie raportów o stanie urządzenia on-line, po podłączeniu AED 3 do lokalnej sieci Wi-Fi. PlusTrac powiadomi o awarii.

Zestaw zawiera:

- defibrylator AED 3 z baterią litowo-manganową
- elektrody CPR Uni-padz (dorośli / dzieci)

Opcja: [Skrzynia Peli na AED 3](#)

[Broszura informacyjna o AED 3](#)

[Specyfikacja AED 3](#)

[Szybka instrukcja użycia AED 3](#)

[Przewodnik akcji ratunkowej - krok po kroku. Format A4](#)

Galeria

