

Opatrunek hemostatyczny Celox A



Cena: 124,20 zł

Opis słownikowy

Dostępność	chwilowo niedostępny
Producent	Medtrade

Opis produktu

Opatrunek hemostatyczny Celox A

Nowa wersja środka hemostatycznego w postaci aplikatora.

Aplikator pozwala na użycie i umieszczenie Celoxu w trudno dostępnych miejscach i głębokich ranach o małym świetle np. rany postrzałowe.

Aplikator zawiera 6g środka Celox.

Przeznaczony do zatrzymania krwotoków z ran np. postrzałowych.

W przeciwieństwie do innych opatrunków hemostatycznych działa na krew zheparynizowaną (działa niezależnie od czynników krzepnięcia krwi) oraz w warunkach hipotermii) - CELOX działa nawet, kiedy temperatura krwi jest poniżej 18.5 C)

Nie powoduje reakcji egzotermicznych - opatrunek CELOX nie wytwarza żadnego ciepła, nie powoduje poparzeń, nie przykleja się do rany.

Opatrunek Celox-A powinien być używany w sytuacji, gdy konwencjonalne metody tamowania krwawień okazują się nieskuteczne! Do prawidłowego i bezpiecznego użycia opatrunku niezbędne jest wcześniejsze przeszkolenie!

Celox Applicator – How to use guide – Ukrainian Translation

Instrukcja użycia Celox A

Broszura o opatrunkach hemostatycznych Celox EN

Broszura o opatrunkach hemostatycznych Celox PL

PARAMEDYK jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem opatrunków CELOX na terenie Polski

Galeria

