

Opaska zaciskowa SOFT Gen 5

Cena: 159,84 zł



Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	Tac Med Solutions

Opis produktu

Opaska zaciskowa SOFTT Gen 5

SOF® Tourniquet 5 Generacji jest udoskonaloną najnowszą wersją najbardziej efektywnej opaski zaciskowej na rynku SOFTT-W.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich generacji oraz nowości w budowie opaski SOFTT Gen 5

- poprawiony – „odchudzony” krępulec
- wskaźnik luzu na taśmie zaciskowej (Slack Indicator Wedge), który pozwala na odpowiednie ułożenie i zebranie nadmiaru taśmy przed aplikacją opaski.
- TRACK (Tourniquet Retention Assistnce Clip). Nie wszystkie opaski poprzedniej generacji zawierały uchwyt do chwilowego blokowania krępulca. Trzeba pamiętać, że aby zablokować w pełni krępulec musimy założyć trójkąt blokujący (Tri-Ring Lock)! Sam TRACK w opasce SOFT jest sztywniejszy i twardszy od tego z opaski SOFTT-W gen 4.
- opaska SOFT jest lżejsza i mniejsza w porównaniu do SOFTT-W gen 4.
- zupełnie nowa klamra dzięki której aplikacja opaski jedną ręką przebiega szybko i sprawnie
- nowy pasek jest bardziej delikatny "smooth" i mniej sztywny, co znacząco ułatwia i przyspiesza aplikację opaski bez konieczności korygowania docisku paska. Pas z łatwością przesuwamy przez klamrę z tworzywa. Wreszcie założenie jedną ręką nie stanowi żadnego problemu!

Nowa konstrukcja stazy SOFTT sprawia, że jej użycie jest jeszcze bardziej proste (taki sam sposób zakładania na rękę oraz nogę) a co za tym idzie opaska może być założona szybciej, co przyczynia się do mniejszej utraty krwi przez ранego.

Możliwość założenia przez ранego samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie.

SOFTT ze względu na swoją budowę i użyte do tego materiały, jest stazą, praktycznie niezniszczalną – wytrzymała na uszkodzenia

mechaniczne, działająca w każdym warunkach terenowych i klimatycznych.

Opaska zaciskowa SOFTT służy do tamowania krwotoków w sytuacji zranienia kończyn z masywnym krwawieniem tętniczym lub żylnym.

Konstrukcja opaski umożliwia założenie i zaciśnięcie opaski za pomocą lewej albo prawej ręki na każdą z kończyn.

System zamknięcia zabezpiecza przed przypadkowym rozpięciem w wyniku zahaczenia opaską o elementy otoczenia.

Możliwości zastosowania:

- Założenie na kończynie górnej lub dolnej.
- Możliwość założenia jedną ręką na każdej kończynie.
- Możliwość założenia przez osobę ranną samodzielnie w ramach samopomocy, jedną ręką na każdej kończynie.

Rozmiary złożonej opaski: około 14 x 4,5cm

Opaska SOFT jest rekomendowana przez CoTCCC

PARAMEDYK jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem produktów TacMed Solutions na terenie Polski

Parametry

Wersja kolorystyczna opaski

Wersja czarna - Black 84-0009, Wersja pomarańczowa - Rescue Orange 84-0010, Wersja treningowa niebieska - Trainer Blue 84-0011

Galeria

