

# Opatrunek hemostatyczny Celox Gauze Z-Fold 5ft



Cena: 162,00 zł

## Opis słownikowy

|            |          |
|------------|----------|
| Dostępność | dostępny |
| Producent  | Medtrade |

## Opis produktu

### Opatrunek hemostatyczny Celox Gauze Z-Fold

Gaza hemostatyczna składana w "Z" powleczona preparatem hemostatycznym CELOX, umożliwia łatwe i precyzyjne wykonanie opatrunku.

Opakowanie zawiera jeden pasek jałowej gazy o wymiarach 7,6cm x 1,52m.

Opakowanie jest wodoodporne, łatwe do otwierania w kolorze zielono szarym, produkt gotowy do natychmiastowego użycia niewymagający specjalnych warunków przechowywania.

CELOX Gauze przeznaczona jest do tamowania zagrażających życiu krwawień średniej i dużej intensywności. Najważniejszy obszar zastosowania tego opatrunku to tamowanie krwawień związanych z urazami.

W przeciwieństwie do innych opatrunków hemostatycznych działa na krew zheparynizowaną (działa niezależnie od czynników krzepnięcia krwi) oraz w warunkach hipotermii) - CELOX działa nawet, kiedy temperatura krwi jest poniżej 18.5 C Nie powoduje reakcji egzotermicznych - opatrunek CELOX nie wytwarza żadnego ciepła, nie powoduje poparzeń, nie przykleja się do rany.

Rozmiar gazy: 7,6cm x 1,52m

Wymiary opakowania: 13 x 10 x 1,4cm

### Rekomendacja CoTCCC (Komitetu Tactical Combat Casualty Care)

Numer NSN: 6510 01 623 9910

Opatrunek Celox Gauze powinien być używany w sytuacji, gdy konwencjonalne metody tamowania krwawień okazują się nieskuteczne! Do prawidłowego i bezpiecznego użycia opatrunku niezbędne jest wcześniejsze przeszkolenie!

Celox Gauze – How to use guide – Ukrainian Translation

Instrukcja użycia Celox Gauze

Broszura o opatrunkach hemostatycznych Celox EN

Broszura o opatrunkach hemostatycznych Celox PL

**PARAMEDYK jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem opatrunków CELOX na terenie Polski**

## Galeria

