

Roztwór do płukania oka Plum 200ml 0,9% NaCl



Cena: 37,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność	chwilowo niedostępny
Producent	Plum

Opis produktu

Aparat do płukania oka z płynem 200ml 0,9% NaCl Plum

Sterylnie zamknięta butelka (płuczka) z roztworem 0,9% NaCl do płukania oka. Przeznaczona do wypłukania ciała obcego z oka.

Butelka jest mała i poręczna, idealna do noszenia na pasku w specjalnych futerałach, w apteczkach pierwszej pomocy lub skrzynkach narzędziowych.

Łatwe i bezpieczne przepłukiwanie oczu płynem bezpośrednio do oka.

Wystarczy odkręcić nakrętkę i rozpocząć płukanie.

Nakrętka jest jednocześnie wylewką płuczki. Jej kształt pokrywa się z naturalną krzywizną oka a dwa niewielkie otworki powodują wypływanie zużytego płynu.

Całkowity czas przepłukiwania: 2 min/butelka.

Niezbędny w każdej apteczce i zestawie pierwszej pomocy.

Zalety aparatu Plum:

- Możliwość szybkiego i łatwego przepłukania oczu
- Sterylny roztwór chlorku sodu (0,9%) odpowiada naturalnemu płynowi ocznemu
- Delikatne i łagodne przepłukiwanie oczu
- Czytelny sposób użycia (piktogramy) na butelce
- Trzy letni okres trwałości sterylnego roztworu

Użycie butelek do płukania oczu gwarantuje szybką pierwszą pomoc po urazach oka. Szczególnie, gdy chodzi o uniknięcie trwałych uszkodzeń.

Butelki do płukania oczu dostępne są alternatywnie z roztworem soli kuchennej albo z roztworem o neutralnym pH do zobojętniania kwasów i wielu substancji alkalicznych.

Aby w czasie płukania powieki były otwarte, a sterylny roztwór mógł się dostać prosto do zranionego oka, wszystkie butelki do płukania wyposażone są w ergonomiczne końcówki dostosowane do kształtu oka.

Mają Państwo do wyboru butelkę do płukania oczu typu Mono z jedną końcówką albo typu Duo z dwiema końcówkami.

Galeria

