


Opatrunek hemostatyczny Celox Rapid

Cena: 194,40 PLN



Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	Medtrade

Opis produktu

Opatrunek hemostatyczny Celox Rapid

Najnowsza wersja gazy Celox - mniejsze, cienkie i płaskie, poręczniejsze opakowanie połączone z bardzo szybkim czasem działania w czasie 1-2 minut.

Gaza hemostatyczna składana w "Z" powleczona preparatem hemostatycznym CELOX, umożliwia łatwe i precyzyjne wykonanie opatrunku.

Opakowanie zawiera jeden pasek jałowej gazy o wymiarach 7,6cm x 1,52m.

Opakowanie jest wodoodporne, łatwe do otwierania w kolorze zielono szarym, produkt gotowy do natychmiastowego użycia niewymagający specjalnych warunków przechowywania.

CELOX Gauze przeznaczona jest do tamowania zagrażających życiu krwawień średniej i dużej intensywności.

Najważniejszy obszar zastosowania tego opatrunku to tamowanie krwawień związanych z urazami.

W przeciwieństwie do innych opatrunków hemostatycznych działa na krew zheparynizowaną (działa niezależnie od czynników krzepnięcia krwi) oraz w warunkach hipotermii) - CELOX działa nawet, kiedy temperatura krwi jest poniżej 18.5 C

Nie powoduje reakcji egzotermicznych - opatrunek CELOX nie wytwarza żadnego ciepła, nie powoduje poparzeń, nie przykleja się do rany.

Rozmiar gazy: 7,6cm x 1,52m

Wymiary opakowania: 13 x 10 x 1,4cm

Numer NSN: 6510-99-184-6335

Opatrunek Celox Gauze powinien być używany w sytuacji, gdy konwencjonalne metody tamowania krwawień okazują się nieskuteczne!

Do prawidłowego i bezpiecznego użycia opatrunku niezbędne jest wcześniejsze przeszkolenie!

Celox Rapid – How to use guide – Ukrainian Translation

Instrukcja użycia Celox Rapid

Broszura o opatrunkach hemostatycznych Celox EN

Broszura o opatrunkach hemostatycznych Celox PL

PARAMEDYK jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem opatrunków CELOX na terenie Polski

Galeria

