

Roztwór do płukania oka Plum 200ml pH Neutral



Cena: 64,80 zł

Opis słownikowy

Dostępność	dostępny
Producent	Plum

Opis produktu

Roztwór do płukania oka Plum 200ml pH Neutral

Sterylny roztwór do płukania oczu pH Neutral, do zobojętniania kwasów.
Szybko i skutecznie neutralizuje nawet bardzo silne kwasy i substancje zasadowe.

Stosowana jako wyposażenie indywidualne pracownika, w każdym miejscu gdzie istnieje ryzyko zalanía oczu i twarzy substancjami zasadowymi lub kwasem.

Butelka jest mała i poręczna, idealna do noszenia na pasku w specjalnych futerałach, w apteczkach pierwszej pomocy lub skrzynkach narzędziowych.

Łatwe i bezpieczne przepłukiwanie oczu płynem bezpośrednio do oka.

Wystarczy odkręcić nakrętkę i rozpocząć płukanie.

Nakrętka jest jednocześnie wylewką płuczki. Jej kształt pokrywa się z naturalną krzywizną oka a dwa niewielkie otworki powodują wypływanie zużytego płynu.

Całkowity czas przepłukiwania: 2 min/butelka.

Niezbędny w każdej apteczce i zestawie pierwszej pomocy.

Zalety aparatu Plum:

- Możliwość szybkiego i łatwego przepłukania oczu
- Sterylny pH-neutralny 4,9% kwas fosforanowy – zobojętniający kwasy i wiele substancji alkalicznych
- Delikatne i łagodne przepłukiwanie oczu
- Czytelny sposób użycia (piktogramy) na butelce
- Trzy letni okres trwałości sterylnego roztworu

Użycie butelek do płukania oczu gwarantuje szybką pierwszą pomoc po urazach oka. Szczególnie, gdy chodzi o uniknięcie trwałych uszkodzeń.

Butelki do płukania oczu dostępne są alternatywnie z roztworem soli kuchennej albo z roztworem o neutralnym pH do zobojętniania kwasów i wielu substancji alkalicznych.

Aby w czasie płukania powieki były otwarte, a sterylny roztwór mógł się dostać prosto do zranionego oka, wszystkie butelki do płukania wyposażone są w ergonomiczne końcówki dostosowane do kształtu oka.

Mają Państwo do wyboru butelkę do płukania oczu typu Mono z jedną końcówką albo typu Duo z dwiema końcówkami.

[KATALOG Pierwsza pomoc PLUM](#)

[KATALOG Płukanki do oczu PLUM](#)

Galeria

